



Extra langes Rückenteil,  
mit und ohne Nasenschlitz

Höhenverstellung  
ohne horizontalen Versatz

Tischschalter  
"TS Basis"

Radautomatik  
für Kopfteil

Radautomatik  
für Fußteil

Stufenlose Höhenverstellung  
Elektrik/Akku/Hydraulik

Fußtaster  
"FT Perfekt"



Prinzip der  
„integrierten  
Sicherheit“.

(BfArM,  
Dez. 2020)



E2/A2/H2 COLMAR

# SOLID




## ✓ STANDARDAUSSTATTUNG

- Länge ca. 195 cm, Breite ca. 65 cm, Höhe 46 - 89 cm
- Gestellfarbe serienmäßig weiß RAL 9010 bzw. grau-aluminium RAL 9007 (mit Aufpreis)
- Fahrbar durch 2 Laufräder im Kopfteilbereich mit rutschfester Lauffläche
- Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz



## ☆☆☆☆ BESONDERE MERKMALE

- 2-teiliges Polster (langes Rückenteil, Beinteil)
- Rückenteil serienmäßig ohne Nasenschlitz bzw. mit 3-eckigem Nasenschlitz (mit Aufpreis), stufenlos einstellbar von 0° bis +90° mittels Gasfeder, Länge ca. 65 cm, Beinteil fest, Länge ca. 130 cm



## ⊕ OPTIONEN/ZUBEHÖR

### HÖHENVERSTELLUNG/BELASTBARKEIT

**E:** Elektrische stufenlose Höhenverstellung gemäß der aktuellen BfArM-Empfehlung. Belastbarkeit bis 200 kg.

**A:** Akkubetrieb für netzunabhängige Höhenverstellung gemäß der aktuellen BfArM-Empfehlung. Belastbarkeit bis 200 kg.

**H:** Hydraulische netzunabhängige Höhenverstellung. Belastbarkeit bis 180 kg.

### BEDIENELEMENTE FÜR DIE HÖHENVERSTELLUNG (MIT AUFPREIS)

- Tischschalter "TS Basis" - Höhenverstellung per Handbedienung mittels Tastschalter beidseitig am Polster
- Fußtaster "FT Perfekt" - Höhenverstellung per Fußschaltung mittels Tastschalter an Kopf- und Fußteilseite

### VARIANTEN FÜR DIE RADAUTOMATIK

- Serienmäßig fahrbar durch 2 Laufräder im Kopfteilbereich mit rutschfester Lauffläche
- Zusätzliche Radautomatik im Fußteilbereich (mit Aufpreis)
- Zusätzliche Radautomatik im Kopfteilbereich (mit Aufpreis)

### WEITERES ZUBEHÖR

- Papierrollenhalter (mit Aufpreis)

### POLSTERVERARIANTEN

POLSTERFARBEN AUS UNSEREM ANGEBOT\*

- Skai® Tundra (ohne/mit Aufpreis)
- Skai® Pandoria (mit Aufpreis)

\*Weitere Skai®-Bezüge auf Anfrage mit Aufpreis erhältlich.

### POLSTERDICKE

- POLSTER STANDARD
  - Komplettes Polster in der Gesamthöhe von ca. 6 cm
  - Polsterbreite ca. 65 cm (ohne Aufpreis)
  - Polsterbreite ca. 70/80 cm (mit Aufpreis)
- POLSTER COMFORT
  - Extra weiches Kopfteil (Wellnesspolsterung, Gesamthöhe ca. 8 cm), restliches Polster besteht aus Standardpolsterung
  - Polsterbreite ca. 65/70/80 cm (mit Aufpreis)
- POLSTER WELLNESS
  - Komplettes Polster besteht aus extra weichem Polster, Gesamthöhe ca. 8 cm
  - Polsterbreite ca. 65/70/80 cm (mit Aufpreis)