

Spezielles Polster für die
strukturelle **O**steopathie
und sanfte **C**hiropraktik

Kopfteil mit fest positionierten
Armauflagen, stufenlos einstellbar
mittels Gasfeder



Höhenverstellung
ohne horizontalen Versatz

Elektrische stufenlose
Höhenverstellung

Fußtaster
"FT Perfekt"



Prinzip der
„integrierten
Sicherheit“.

(BfArM,
Dez. 2020)



E8 DYNAMIK

SOLID



STANDARDAUSSTATTUNG

- Länge ca. 195 cm, Breite ca. 52 cm, Höhe 46 - 89 cm
- Gestellfarbe serienmäßig grau-aluminium RAL 9007
- Fahrbar durch 2 Laufräder im Kopfteilbereich mit rutschfester Lauffläche
- Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz



BESONDERE MERKMALE

- 8-teiliges Polster (Kopfteil 3-teilig, Brust-, Becken-, Fußteil, inklusiv 2 verschiebbare Seitenpolster zur Lagerung der Arme sowie je nach Anwendung der Beine in Seitenlage, einzeln verschiebbar ab Fußteilpolster bis Kopfteilpolster)
- Kopfteil Länge ca. 38 cm, Brustteil Länge ca. 46 cm, Beckenteil Länge ca. 78 cm, Fußteil Länge ca. 21 cm, Armauflagen fest positioniert am Kopfteil
- Dach- und Schrägstellung von Brust- und Beckenteil mittels Handschalter mit 2 Motoren
- Brustteil separat stufenlos verstellbar von 0° bis +20°, Fußteil um ca. 10 cm ausziehbar
- Spezielles Polster „Dynamic“ nach Dr. Ackermann für die strukturelle Osteopathie und sanfte Chiropraktik (Kopfteil Gesamthöhe ca. 9 cm, Armauflagen Gesamthöhe ca. 3 cm, Brust-, Becken-, Fußteil Gesamthöhe ca. 9 cm)

OPTIONEN/ZUBEHÖR

HÖHENVERSTELLUNG/BELASTBARKEIT

E: Elektrische stufenlose Höhenverstellung gemäß der aktuellen BfArM-Empfehlung. Belastbarkeit bis 200 kg.

BEDIENELEMENTE FÜR DIE HÖHENVERSTELLUNG (MIT AUFPREIS)

- Tischschalter "TS Basis" - Höhenverstellung per Handbedienung mittels Tastschalter beidseitig am Polster
- Fußtaster "FT Perfekt" - Höhenverstellung per Fußschaltung mittels Tastschalter an Kopf- und Fußteilseite

WEITERES ZUBEHÖR

- Befestigungsvorrichtung zur einfachen Fixierung der Seitenpolster (mit Aufpreis)

POLSTERVARIANTEN

POLSTERFARBEN AUS UNSEREM ANGEBOT*

- Skai® Tundra (ohne/mit Aufpreis)
- Skai® Pandoria (mit Aufpreis)

*Weitere Skai®-Bezüge auf Anfrage mit Aufpreis erhältlich.

POLSTERDICKE

POLSTER STANDARD

Spezielles Polster für die strukturelle Osteopathie und sanfte Chiropraktik (Kopfteil Gesamthöhe ca. 9 cm, Armauflagen Gesamthöhe ca. 3 cm, Rumpfteil Gesamthöhe ca. 9 cm)