

Kopfteil mit fest positionierten
Armauflagen, stufenlos einstellbar
mittels Gasfeder

Spezielles Polster für die
strukturelle Osteopathie
und sanfte **Chiropraktik**

Höhenverstellung
ohne horizontalen Versatz

Stufenlose Höhenverstellung
Elektrik/Akku/Hydraulik

Fußtaster
"FT Perfekt"



Prinzip der
**„integrierten
Sicherheit“**.

(BfArM,
Dez. 2020)


E6/A6/H6 SOC

SOLID






✓ STANDARDAUSSTATTUNG

- Länge ca. 195 cm, Breite ca. 52 cm, Höhe 46 - 89 cm
- Gestellfarbe serienmäßig grau-aluminium RAL 9007
- Fahrbar durch 2 Laufräder im Kopfbereich mit rutschfester Lauffläche
- Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz



☆☆☆☆ BESONDERE MERKMALE

- 6-teiliges Polster (Kopfteil 3-teilig, Rumpfteil, 2 verschiebbare Seitenpolster)
- Kopfteil Länge ca. 38 cm, Rumpfteil fest, Länge ca. 157 cm
- Kopfteil mit Nasenschlitz, stufenlos einstellbar von +45° bis -20° mittels Gasfeder, serienmäßig mit Polstereinsatz, Armauflagen fest positioniert am Kopfteil
- Spezielles Polster für die strukturelle Osteopathie und sanfte Chiropraktik (Kopfteil Gesamthöhe ca. 9 cm, Armauflagen Gesamthöhe ca. 3 cm, Rumpfteil Gesamthöhe ca. 9 cm)



⊕ OPTIONEN/ZUBEHÖR

HÖHENVERSTELLUNG/BELASTBARKEIT

E: Elektrische stufenlose Höhenverstellung gemäß der aktuellen BfArM-Empfehlung. Belastbarkeit bis 200 kg.

A: Akkubetrieb für netzunabhängige Höhenverstellung gemäß der aktuellen BfArM-Empfehlung. Belastbarkeit bis 200 kg.

H: Hydraulische netzunabhängige Höhenverstellung. Belastbarkeit bis 180 kg.

BEDIENELEMENTE FÜR DIE HÖHENVERSTELLUNG (MIT AUFPREIS)

- Tischschalter "TS Basis" - Höhenverstellung per Handbedienung mittels Tastschalter beidseitig am Polster
- Fußtaster "FT Perfekt" - Höhenverstellung per Fußschaltung mittels Tastschalter an Kopf- und Fußteilseite

VARIANTEN FÜR DIE RADAUTOMATIK

- Serienmäßig fahrbar durch 2 Laufräder im Kopfbereich mit rutschfester Lauffläche

WEITERES ZUBEHÖR

- Befestigungsvorrichtung zur einfachen Fixierung der Seitenpolster (mit Aufpreis)

POLSTERVARIANTEN

POLSTERFARBEN AUS UNSEREM ANGEBOT*

- Skai® Tundra (ohne/mit Aufpreis)
- Skai® Pandoria (mit Aufpreis)

*Weitere Skai®-Bezüge auf Anfrage mit Aufpreis erhältlich

POLSTERDICKE

POLSTER STANDARD

Spezielles Polster für die strukturelle Osteopathie und sanfte Chiropraktik (Kopfteil Gesamthöhe ca. 9 cm, Armauflagen Gesamthöhe ca. 3 cm, Rumpfteil Gesamthöhe ca. 9 cm)