

Spezielles Polster für die  
strukturelle **O**steopathie  
und sanfte **C**hiropraktik

Kopfteil mit fest positionierten  
Armauflagen, stufenlos einstellbar  
mittels Gasfeder



Höhenverstellung  
ohne horizontalen Versatz

Elektrische stufenlose  
Höhenverstellung

Fußtaster  
"FT Perfekt"



E8 DYNAMIK

# SOLID



## STANDARDAUSSTATTUNG

- Länge ca. 195 cm, Breite ca. 52 cm, Höhe 46 - 89 cm
- Gestellfarbe serienmäßig grau-aluminium RAL 9007
- Fahrbar durch 2 Laufräder im Kopfteilbereich mit rutschfester Lauffläche
- Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz



## BESONDERE MERKMALE

- 8-teiliges Polster (Kopfteil 3-teilig, Brust-, Becken-, Fußteil, inklusiv 2 verschiebbare Seitenpolster zur Lagerung der Arme sowie je nach Anwendung der Beine in Seitenlage, einzeln verschiebbar ab Fußteilpolster bis Kopfteilpolster)
- Kopfteil Länge ca. 38 cm, Brustteil Länge ca. 46 cm, Beckenteil Länge ca. 78 cm, Fußteil Länge ca. 21 cm, Armauflagen fest positioniert am Kopfteil
- Dach- und Schrägstellung von Brust- und Beckenteil mittels Handschalter mit 2 Motoren
- Brustteil separat stufenlos verstellbar von 0° bis +20°, Fußteil um ca. 10 cm ausziehbar
- Spezielles Polster „Dynamic“ nach Dr. Ackermann für die strukturelle Osteopathie und sanfte Chiropraktik (Kopfteil Gesamthöhe ca. 9 cm, Armauflagen Gesamthöhe ca. 3 cm, Brust-, Becken-, Fußteil Gesamthöhe ca. 9 cm)

## OPTIONEN/ZUBEHÖR

### HÖHENVERSTELLUNG/BELASTBARKEIT

**E:** Elektrische stufenlose Höhenverstellung gemäß der aktuellen BfArM-Empfehlung. Belastbarkeit bis 200 kg.

### BEDIENELEMENTE FÜR DIE HÖHENVERSTELLUNG (MIT AUFPREIS)

- Tischschalter "TS Basis" - Höhenverstellung per Handbedienung mittels Tastschalter beidseitig am Polster
- Fußtaster "FT Perfekt" - Höhenverstellung per Fußschaltung mittels Tastschalter an Kopf- und Fußteilseite

### WEITERES ZUBEHÖR

- Befestigungsvorrichtung zur einfachen Fixierung der Seitenpolster (mit Aufpreis)

### POLSTERVARIANTEN

#### POLSTERFARBEN AUS UNSEREM ANGEBOT\*

- Skai® Tundra (ohne/mit Aufpreis)
- Skai® Pandoria (mit Aufpreis)

\*Weitere Skai®-Bezüge auf Anfrage mit Aufpreis erhältlich.

### POLSTERDICKE

#### POLSTER STANDARD

Spezielles Polster für die strukturelle Osteopathie und sanfte Chiropraktik (Kopfteil Gesamthöhe ca. 9 cm, Armauflagen Gesamthöhe ca. 3 cm, Rumpfteil Gesamthöhe ca. 9 cm)