



ZUBEHÖR

**THERAPIESPIEGEL,
HOCKER, PAPIERROLLENHALTER,
POLSTERVERLÄNGERUNG
UND NASENSCHLITZTÜCHER**



VOM HOCKER BIS ZUM THERAPIESPIEGEL.

Für die optimale Nutzung Ihrer Liege haben wir passende Zubehörteile in unserem Sortiment. Dieses umfasst neben Hockern und Therapiespiegel auch Artikel zum Hygieneschutz Ihrer Therapieliege wie Nasenschlitztücher in verschiedenen Größen.



THERAPIESPIEGEL

Unser Therapiespiegel aus Glas ist durch ein Rohrgestell fahrbar. Der Spiegel ist außerdem stufenlos kippbar von -15° bis $+35^\circ$, inkl. Gestell ca. 180 cm hoch und die Spiegelfläche beträgt 50 x 143 cm (B x H).



HOCKER

Unsere Hocker sind in zwei Varianten erhältlich; Hocker mit Polster (rund), Höhe 44 bis 59 cm und Hocker mit Polster (rund), Höhe 60 bis 80 cm. Beide Hocker verfügen über ein stabiles Aluminium-Fußkreuz mit Ringauslösung und sind stufenlos mittels Gasfeder höhenverstellbar. Der Polster-Durchmesser beträgt ca. 37 cm.



PAPIERROLLENHALTER

Universal-Papierrollenhalter für Papierrollen bis max. 54 cm Breite



POLSTERVERLÄNGERUNG

Erhältlich für die Liegen E2/A2, E4/A4, E4/A4 OCMT. Die Polsterverlängerung hat eine Länge von ca. 20 cm und ist zum direkten und einfachen Ankoppeln am Beinpolster geeignet. Die Polsterbreite beträgt ca. 65 cm.



NASENSCHLITZTÜCHER EINWEG M

Für alle höhenverstellbaren Liegen bis 17.11.2010. Format 30 cm x 21 cm.



NASENSCHLITZTÜCHER EINWEG XL

Für alle höhenverstellbaren Liegen ab 17.11.2010. Format 40 cm x 30 cm.



NASENSCHLITZTÜCHER WIEDERVERWENDBAR

Wiederverwendbare Nasenschlitztücher für alle Modelle aus 100% Baumwolle (Molton), Format 47,5 cm x 45 cm, bis 60 Grad waschbar.