

UNSERE STÄRKEN

INDIVIDUALITÄT. Wir fertigen Ihre Therapieliege nach Ihren Wünschen. Dabei können Sie aus 20 Modellen Ihre passende Liege in Ihrer Wunschfarbe mit dem notwendigen Zubehör auswählen.

KOMPETENZ. Die Liegen werden mit Liebe zum Detail an unserem Standort in Karlsruhe-Hagsfeld entwickelt und hergestellt. Jede Therapieliege wird vor Auslieferung einer Qualitätskontrolle unterzogen.

SERVICE. Unser Vertriebsteam ist sowohl vor als auch nach dem Kauf Ihrer Liege für Sie da. Mit unserem deutschlandweiten Servicenetz sorgen wir dafür, dass Sie an jedem Ort durch einen autorisierten Fachhändler versorgt und optimal betreut werden.

UNSERE VORTEILE

NACHHALTIGKEIT. Unsere Liegenmanufaktur bietet Menschen mit Behinderung einen interessanten und sinnstiftenden Arbeitsplatz in einem geschützten Rahmen. Mit dem Kauf einer unserer Therapieliegen unterstützen Sie die Teilhabe von Menschen mit Behinderung und setzen sich ein für Inklusion in der Arbeitswelt.

KOSTENERSPARNIS. Wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen. Daher beträgt der gesetzlich vorgeschriebene reduzierte Mehrwertsteuersatz bei uns 7 Prozent.

IHRE FRAGEN?



Unsere Ansprechpartnerinnen beraten Sie gerne zu unserem Portfolio und unterstützen Sie bei der Wahl der für Sie passenden Therapieliege.



BIRGIT BRÄUNING

 +49 721 94605-17

 braeuning@hwk-therapieliegen.de



LAURENCE RIEDINGER

 +49 721 94605-11

 riedinger@hwk-therapieliegen.de



**THERAPIELIEGEN AUS DER
INKLUSIVEN MANUFAKTUR
IN KARLSRUHE**

Stand 09/2023



hwk-therapieliegen.de



HWK Therapieliegen

Am Storrenacker 27
76139 Karlsruhe

info@hwk-therapieliegen.de
www.hwk-therapieliegen.de

INKLUSION IN DER ARBEITSWELT

Die HWK Therapieliegen sind das Eigenprodukt der Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsruhe gGmbH (HWK). Die HWK bietet über 1.200 Menschen mit Behinderung an zehn Standorten vielfältige Möglichkeiten der beruflichen Bildung und Arbeit. Ziel ist die Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben durch Qualifikation, regelmäßige Arbeitstätigkeit und Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt.

Die HWK gGmbH ist ein Unternehmen der Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen und Umgebung e.V.



hwk.com


UNSER EIGENPRODUKT - DIE HWK THERAPIELIEGEN

Wir produzieren die HWK Therapieliegen fast komplett im eigenen Hause: Die Metallgestelle werden in unserer Schlosserei gefertigt und die Auflage in unserer Schreinerei hergestellt. Unser Tampondruck sorgt für die professionelle Beschriftung.

Auch die Entwicklung der einzelnen Modelle erfolgt inhouse. Unsere Entwicklungsabteilung arbeitet dabei mit renommierten Physiotherapeuten wie Dr. W. P. Ackermann.



DIE SOLID-SERIE



DIE KINGSIZE-SERIE



DIE IMPULS-SERIE

HÖHENVERSTELLUNG

Elektrisch. Akkubetrieb. Hydraulisch.

SOLID. DAS BEWEGUNGSTALENT.

Die Liegen dieser Serie sind standardmäßig fahrbar, und lassen sich mit den zwei im Kopfteilbereich vorhandenen Laufrädern wie eine „Schubkarre“ schieben. Als echtes Bewegungstalent ist die Solid somit bestens für mobile Einsätze und bei räumlichen Einschränkungen geeignet. Optisch markant überzeugen die Liegen durch ihre Leichtigkeit und ihren Purismus.

IMPULS. DER FREIGEIST.

Die Liegen dieser Serie zeichnen sich besonders durch die zuschaltbare Radautomatik (optional) aus, wodurch sie sich um 360 Grad drehen und in jede Richtung problemlos verschieben lassen. Zudem können Sie mit der Rundumschaltleiste (optional) die Liege in der Höhe einfach und auf allen vier Seiten verstellen. Das schmale Grundgestell besticht durch seinen robusten Auftritt, erlaubt jedoch gleichzeitig ein sehr dichtes Arbeiten an der Patientin bzw. am Patienten.

KINGSIZE. DER RUHEPOL.

Die Liegen dieser Serie sind optimal für höchste Belastungen konzipiert, wie zum Beispiel bei der Bobath- und Vojta-Therapie. Die hohe Standfestigkeit und Stabilität ermöglichen, dass zwei Therapeutinnen bzw. Therapeuten mit der Patientin bzw. dem Patienten auf der Liege arbeiten können.

WEITERES ZUBEHÖR



Therapiespiegel, Hocker, Polsterverlängerung, Nasenschlitztücher und Papierrollenhalter.

