

Höhenverstellung
ohne horizontalen Versatz

Äußerst stabile, funktionelle
und sicher Konstruktion

Sehr niedrige
Einstiegshöhe



Elektrische stufenlose
Höhenverstellung

Radautomatik



Prinzip der
„integrierten
Sicherheit“.

(BfArM,
Dez. 2020)


E1

KINGSIZE



STANDARDAUSSTATTUNG

- Länge ca. 200 cm, Breite ca. 100 cm bzw. ca. 120 cm, Höhe 40 - 95 cm
- Gestellfarbe serienmäßig weiß RAL 9010
- Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz, serienmäßig mit Handschalter



BESONDERE MERKMALE

- 1-teiliges Polster, Länge ca. 200 cm
- Breite ca. 100/120 cm



OPTIONEN/ZUBEHÖR

HÖHENVERSTELLUNG/BELASTBARKEIT

E: Elektrische stufenlose Höhenverstellung gemäß der aktuellen BfArM-Empfehlung. Belastbarkeit bis 300 kg.

BEDIENELEMENTE FÜR DIE HÖHENVERSTELLUNG (MIT AUFPREIS)

- Fuß- statt Handschalter (mit Aufpreis)
- Zweiter Fußschalter, ergänzend zu Hand- oder Fußschalter (mit Aufpreis)

VARIANTEN FÜR DIE RADAUTOMATIK

- Radautomatik (mit Aufpreis)

POLSTERVARIANTEN

POLSTERFARBEN AUS UNSEREM ANGEBOT*

- Skai® Tundra (ohne/mit Aufpreis)
- Skai® Pandoria (mit Aufpreis)

*Weitere Skai®-Bezüge auf Anfrage mit Aufpreis erhältlich.

POLSTERDICKE

- POLSTER STANDARD
 - Komplettes Polster in der Gesamthöhe von ca. 6 cm
- POLSTER WELLNESS
 - Komplettes Polster besteht aus extra weichem Polster, Gesamthöhe ca. 8 cm
 - Polsterbreite ca. 100/120 cm (mit Aufpreis)