

Kopfteil positiv einstellbar,  
mit Nasenschlitz erhältlich

Äußerst stabile, funktionelle  
und sicher Konstruktion

2-teiliges Polster  
(Kopf- und Rumpfteil)

Sehr niedrige  
Einstiegshöhe

Elektrische stufenlose  
Höhenverstellung

Radautomatik



Prinzip der  
„integrierten  
Sicherheit“.

(BfArM,  
Dez. 2020)


E2

# KINGSIZE



## STANDARDAUSSTATTUNG

- Länge ca. 200 cm, Breite ca. 100 cm bzw. ca. 120 cm, Höhe 40 - 95 cm
- Gestellfarbe serienmäßig weiß RAL 9010
- Höhenverstellung ohne horizontalen Versatz, serienmäßig mit Handschalter



## BESONDERE MERKMALE

- 2-teiliges Polster (Kopf- und Rumpfteil)
- Kopfteil positiv einstellbar bis 30°, Länge ca. 40 cm, Rumpfteil fest, Länge ca. 160 cm
- Kopfteil mit 3-eckigem Nasenschlitz (mit Aufpreis)
- Breite ca. 100/120 cm



## OPTIONEN / ZUBEHÖR

### HÖHENVERSTELLUNG / BELASTBARKEIT

**E:** Elektrische stufenlose Höhenverstellung gemäß der aktuellen BfArM-Empfehlung. Belastbarkeit bis 300 kg.

### BEDIENELEMENTE FÜR DIE HÖHENVERSTELLUNG (MIT AUFPREIS)

- Fuß- statt Handschalter (mit Aufpreis)
- Zweiter Fußschalter, ergänzend zu Hand- oder Fußschalter (mit Aufpreis)

### VARIANTEN FÜR DIE RADAUTOMATIK

- Radautomatik (mit Aufpreis)

### POLSTERVARIANTEN

#### POLSTERFARBEN AUS UNSEREM ANGEBOT\*

- Skai® Tundra (ohne/mit Aufpreis)
- Skai® Pandoria (mit Aufpreis)

\*Weitere Skai®-Bezüge auf Anfrage mit Aufpreis erhältlich.

### POLSTERDICKE

- POLSTER STANDARD
  - Komplettes Polster in der Gesamthöhe von ca. 6 cm
- POLSTER WELLNESS
  - Komplettes Polster besteht aus extra weichem Polster, Gesamthöhe ca. 8 cm
  - Polsterbreite ca. 100/120 cm (mit Aufpreis)